

ZEISS AT LARA 829MP préchargé

ZEISS AT LARA toric 929M/MP préchargé

Caractéristiques techniques



Seeing beyond



AT LARA® 829MP préchargé

Conception optique	Diffractive, asphérique (aberrations neutres), profondeur de champ étendue : +0,95 D et +1,9 D	
Matériau	Acrylique hydrophile (25 % d'eau) avec surface aux propriétés hydrophobes	
Diamètre de l'optique	6,0 mm	
Diamètre total	11,0 mm	
Angulation des haptiques	0°	
Conception de la lentille	Monobloc, MICS	
Taille de l'incision	1,8 mm	
Constante A fabricant proposée ¹	118,5	
Plage dioptrique	-10,0 à +32,0 D, par incréments de 0,5 D	
ACD	5,20	
Indice de réfraction	1,46	
Implantation	Sac capsulaire	
Kit injecteur/cartouche ²	BLUEMIXS® 180	



AT LARA® toric 929M/MP préchargé

Conception optique	Diffractive, bitorique, asphérique (aberrations neutres), profondeur de champ étendue : +0,95 D et +1,9 D	
Matériau	Acrylique hydrophile (25 % d'eau) avec surface aux propriétés hydrophobes	
Diamètre de l'optique	6,0 mm	
Diamètre total	11,0 mm	
Angulation des haptiques	0°	
Conception de la lentille	Monobloc, bitorique, MICS	
Taille de l'incision	1,8 mm	
Constante A fabricant proposée ¹	118,5	
Plage dioptrique	Équivalent sphérique (SE) Cylindre	-4,0 à +32,0 D, par incréments de 0,5 D ³ +1,0 D à +12,0 D, par incréments de 0,5 D ³
ACD	5,20	
Indice de réfraction	1,46	
Implantation	Sac capsulaire	
Kit injecteur/cartouche ²	BLUEMIXS® 180 VISCOJECT-BIO 2.2	

¹ Constantes A, consulter le site Web IOLCon : www.iolcon.org

² Visitez notre site Web pour consulter les dernières références mises à jour : www.zeiss.fr

³ La lentille AT LARA toric 929MP préchargée est disponible dans la plage dioptrique : équivalent sphérique -8,0 à +32,0 D, cylindre +1,0 à +4,0 D.
La lentille AT LARA toric 929M non préchargée est disponible dans la plage dioptrique : équivalent sphérique -4,0 à +34,0 D, cylindre +4,5 à +12,0 D.
D'autres combinaisons SE/cylindre présélectionnées sont disponibles au-dessus et en-dessous de la plage SE indiquée.

CE 0297

AT LARA 829MP
AT LARA toric 929MP/
AT LARA toric 929M
BLUEMIXS 180 Injector



Carl Zeiss Meditec AG
Goeschwitzer Strasse 51–52
07745 Jena
Allemagne
www.zeiss.fr/med
med.fr@zeiss.com



Carl Zeiss Meditec SAS
27, avenue Paul Langevin
17180 Périgny
France

CZMF_Com_FT03_V00/0723 CZ-VII/2023

Le contenu de ce document imprimé peut diverger des clauses autorisant actuellement le produit ou des offres de prestations de service dans le pays d'utilisation. Pour obtenir de plus amples informations en la matière, contacter le représentant régional ZEISS. Sous réserve des modifications techniques des dispositifs et des éléments constitutifs de l'équipement livré. AT LARA toric et BLUEMIXS sont des marques commerciales ou des marques déposées de la société Carl Zeiss Meditec AG ou d'autres entreprises du groupe ZEISS en Allemagne et / ou dans d'autres pays. VISCOJECT est une marque commerciale de Mediceal (CE 0482).

© Carl Zeiss Meditec AG, 2023. Tous droits réservés.